

# ATMINTINĖ: GASTROSTOMINIO VAMZDELIO PRIEŽIŪRA

- **KASDIEN:**
  - Atitraukiamas išorinis fiksatorius (*fiksuojamas 2 mm nuo odos*)
  - Nuplaunama aplink su šiltu vandeniu ir muilu
  - Apie stomą laikoma sausiai (*2 sav. po operacijos tvarsčiai nebereikalingi*)
  - Gastrostominis vamzdelis apsukamas 360°
  - Patikrinamas gastrostominio vamzdelio „gylis“ (*norma apie 2cm*)
  - Patikrinamas gastrostominio vamzdelio paslankumas
  - Ilgo profilio gastrostominis vamzdelis fiksuojamas
- 1kartą /mėn. patikrinama gastrostominio vamzdelio balionėlio talpa:
  - Žemo profilio gastrostoma „sagutė“ – 5ml
  - Ilgo profilio gastrostoma 12-14Fr – 5ml
  - Ilgo profilio gastrostoma 16-20Fr – 15ml
- Gastrostominis vamzdelis keičiamas planine tvarka kas 6-8 mėn.
- Iškritus gastrostominiam vamzdeliui – **SKUBI pagalba:**
  - Laikinei įvedamas Foley ar panašus kateteris (*tokio paties ar mažesnio dydžio*)